


Фосфо-Специфическое Кроличье Моноклональное Антитело К Eif4Ebp1 (S65) Для Вб, Ифа — Q13541

Артикул: CM0001051



введение

Высококачественное фосфо-специфическое кроличье моноклональное антитело, направленное против eIF4EBP1, фосфорилированного по остатку Ser65, валидировано для вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-eIF4EBP1-S65 кроличье мкАт
Примечания/алиасы	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-S65
Вид	Человек
ID гена (человек)	1978
ID гена	1978
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку S65 человеческого фосфо-eIF4EBP1-S65 (NP_004086.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13541
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Холодовая упаковка