


Фосфо-Eif4Ebp1-T37/T46 Кроличья Мат Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13541

Артикул: CM0000658



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против фосфорилирования eIF4EBP1 по остаткам T37/T46. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека и крысы. Необходимо для изучения сигнального пути mTORC1 и регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-eIF4EBP1-T37/T46 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/T46
Виды	Человек, Мышь, Крыса
ID гена (человек)	1978
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T37&T46 человеческого EIF4EBP1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q13541
Молекулярный вес белка	13 кДа
Доставка	Сумка со льдом