


Фосфо-Eif4Ebp1-T45 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга - Q13541

Артикул: CM0001458



введение

Фосфоспецифические поликлональные антитела кролика против eIF4EBP1 (T45) для вестерн-блоттинга. Обнаруживают человеческий eIF4EBP1, фосфорилированный по Thr45, ключевой репрессор трансляции в сигнальном пути mTORC1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-eIF4EBP1-T45 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Фосфо-eIF4EBP1-T45
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1978
ID гена	1978
Иммуноген	Синтетический фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим Thr45 человеческого eIF4EBP1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13541
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом