

Фосфо-Enos-S1177 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - P29474

Артикул: CM0000985



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному по остатку Ser1177 человеческого eNOS. Валидировано для Вестерн-блота и ELISA, идеально подходит для исследований сигнального эндотелиального оксида азота, ангиогенеза и регуляции сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-eNOS-S1177 кроличья pAb
Примечания/алиасы	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
Вид	Человек
ID гена	4846
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид области S1177 человеческого eNOS (NP_000594.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29474
Молекулярная масса белка	133 кДа
Доставка	Ледяной пакет