

Фосфо-Epha2-S897 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P29317

Артикул: CM0001293



введение

Фосфо-EPHA2 (S897) кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный EPHA2, рецепторную тирозинкиназу, участвующую в клеточной адгезии, миграции и проникновении вируса. Подходит для исследований IVD и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-EPHA2-S897 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	ЕСК; СТПА; ARCC2; СТПР1; СТРСТ6; Фосфо-EPHA2-S897
Вид	Человек
GeneID	1969
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S897 человеческого EPHA2 (NP_004422.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P29317
Молекулярный вес белка	108 кДа
Доставка	Сумка со льдом