

Фосфо-Epha2-S897 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P29317

Артикул: CM0001185



введение

Фосфоспецифичные поликлональные антитела кролика, детектирующие EPHA2, фосфорилированный по серину 897, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигналинга EPHA2 в раке, развитии и вирусном проникновении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-EPHA2-S897 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1969
ID гена	1969
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S897 человеческого EPHA2 (NP_004422.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29317
Молекулярная масса белка	108 кДа
Доставка	В пакете со льдом