

Фосфо-Epha2-Y594 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P29317

Артикул: CM0001610



введение

Поликлональное антитело кролика, специфичное к фосфорилированному Y594 человеческого EphA2 (рецептор ефринов типа-A 2). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белком. Подходит для исследований сигнальных путей рецепторных тирозинкиназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-EphA2-Y594 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ЕСК; СТРА; ARCC2; STPP1; СТРСТ6; Фосфо-EphA2-Y594
Вид	Человек
ID гена	1969
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y594 человеческого EphA2 (NP_004422.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P29317
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом