


Phospho-ErbB4/Her4-Y1284 Rabbit Pab - Q15303

Артикул: CM0000596



введение

Фосфоспецифические поликлональные кроличьи антитела к ErbB4/HER4 по тирозину 1284, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).

Обнаруживают ErbB4 человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения сигналинга рецепторной тирозинкиназе в процессах развития и при заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ErbB4/HER4-Y1284 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HER4; ALS19; p180erbB4; Phospho-ErbB4/HER4-Y1284
Человек	
ID гена	2066
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Y1284 человеческого ErbB4/HER4 (NP_005226.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15303
Молекулярный вес белка	147 кДа
Доставка	Сумка со льдом