


Фосфо-Специфичные Поликлональные Антитела Кролика Против Erk1-T202 + Erk2-T185 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P28482 / P27361

Артикул: CM0001598



введение

Фосфо-специфичные поликлональные антитела кролика, распознающие ERK1 (фосфо T202) и ERK2 (фосфо T185). Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Необходимы для исследований сигнального пути MAPK/ERK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ERK1-T202 + ERK2-T185 Поликлональные антитела кролика
Вид	Человек
ID гена	5594 / 5595
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T202 человеческого ERK1/ERK2 (NP_002737.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28482 / P27361
Молекулярная масса белка	38кДа/40кДа/43кДа
Условия доставки	В пакете со льдом