

Фосфо-Erk1 (T202/Y204) + Erk2 (T185/Y187) Кроличья Моноклональная Антитело Для Вб, Игк-П, Ифа - P27361/P28482

Артикул: CM0001809



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело против ERK1 (T202/Y204) и ERK2 (T185/Y187).

Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА в тканях человека, мыши и крысы. 42/44 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 кроличья моноклональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	ERK-1; ERK1; ERT2; HS44KDAP; HUMKER1A; P44ERK1; P44MAPK; PRKM3; p44-ERK1; p44-MAPK; Фосфо-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Вид	Человек
GeneID (человек)	5594/5595
GeneID	5595/5594
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области T202 & Y204 человеческого ERK1 (P27361).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27361/P28482
Молекулярная масса белка	42 кДа/44 кДа
Доставка	Айс-бокс