


Фосфо-Специфические Поликлональные Кроличьи Антитела К Erk3-S189 Для ВБ, Ифа - Q16659

Артикул: CM0000551



введение

Фосфо-специфические поликлональные кроличьи антитела, направленные против ERK3 (MAPK6) в участке серина 189. Валидированы для применения в вестерн-блоттинге и ИФА, перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигнальных путей MAP киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ERK3-S189 кроличьи пАнт
Примечания/Синонимы	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; Phospho-ERK3-S189
Вид	Человек
ID гена (человек)	5597
ID гена	5597
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку S189 человеческого ERK3 (NP_002739.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16659
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Холодовой пакет