


Фосфо-Esrα-S167 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - P03372

Артикул: CM0001921



введение

Фосфоспецифические поликлональные кроличьи антитела, направленные на эстрогеновый рецептор α (ER α /ESR1) по фосфорилированию Ser167. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; реагируют с человеческим образцом. Подходят для изучения эстрогеновой сигнализации, биологии рака и путей ядерных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ESR α -S167 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESR α -S167
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2099
GeneID	2099
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S167 человеческого эстрогенового рецептора альфа (ESR1) (NP_000116.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P03372
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом