


## Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Ezh2/Kmt6 (T311) Для Wb, Elisa - Q15910

Артикул: CM0001206



### введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, распознающее EZH2, фосфорилированный по остатку Тре311. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), подходит для эпигенетических исследований хроматина и исследований рака. Обладает перекрестной реактивностью с крысиным белком.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Фосфо-EZH2/KMT6-T311, кроличье поликлональное антитело (Rabbit pAb)                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | WWS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; Phospho-EZH2/KMT6-T311                                                                    |
| Вид                                | Человек                                                                                                                               |
| ID гена (человек)                  | 2146                                                                                                                                  |
| ID гена                            | 2146                                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T311 человеческого EZH2/KMT6 (NP_001190176.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                          | Фосфорилированные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Крыса                                                                                                                                 |
| SWISS                              | Q15910                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 85 кДа                                                                                                                                |
| Доставка                           | Холодоизолирующий пакет со льдом                                                                                                      |