


Фосфоспецифичные Кроличьи Поликлональные Антитела К Ezr-T567/Rdx-T564/Msn-T558 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P15311 / P35241 / P26038

Артикул: CM0001008



введение

Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела, детектирующие Эзрин (T567), Радиксин (T564) и Мозин (T558). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА на материале человека и крысы. Полезны для изучения активации белков семейства ERM и взаимодействий цитоскелета с мембраной. Предсказанная молекулярная масса 23-71 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела к EZR-T567/RDX-T564/MSN-T558
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7430/4478/5962
GeneID	7430/4478/5962
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T567 человеческого EZR/RDX/MSNEZR (NP_003370.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P15311/P35241/P26038
Молекулярная масса белка	23-71 кДа
Доставка	В термосумке со льдом