


Фосфо-Эзрин-T567, Кроличья Поликлональная Антитело Для ВБ - P15311

Артикул: CM0001107



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Эзрин по треонину 567. Валидировано для Вестерн-блота (ВБ) в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследования динамики цитоскелета, клеточной адгезии и взаимодействий между мембраной и цитоскелетом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Эзрин-T567, кроличья pAb
Примечания/Алиасы	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Фосфо-Эзрин-T567
Вид	Человек
GeneID (человек)	7430
GeneID	7430
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфоспецифичный пептид, соответствующий остаткам в области T567 человеческого Эзрина
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15311
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Холодильный пакет