


Фосфо-Эзрин (T567) + Радиксин (T564) + Моезин (T558) Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P15311 / P35241 / P26038

Артикул: CM0001332



введение

Специфическое к фосфоформам кроличье моноклональное антитело для обнаружения фосфорилированных Эзрина (T567), Радиксина (T564) и Моезина (T558) у человека, мыши, крысы. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения активации белков семейства ERM и сигнальных путей цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Ezrin-T567+Radixin-T564+Moesin-T558 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNБ24; Radixin; HEL70; IMD50; Moesin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T567/T564/T558 человеческого Эзрина/Радиксина/Моезина
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15311/P35241/P26038
Молекулярный вес белка	23-71 кДа
Доставка	Сумка со льдом