


Кроличья Раb К Фосфо-Ezrin-Y353 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P15311

Артикул: CM0001093



введение

Фосфоспецифическое кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого Ezrin, фосфорилированного по положению Y353 (SWISS P15311), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, идеально подходит для исследований цитоскелета и клеточной полярности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к фосфо-Ezrin-Y353
Примечания/Псевдоним	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Фосфо-Ezrin-Y353
Вид	Человек
GeneID (человек)	7430
GeneID	7430
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y353 человеческого Ezrin (NP_003370.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15311
Молекулярный вес белка	69 кДа
Доставка	В ледяном пакете