


Фосфо-Fadd-S194 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13158

Артикул: CM0000516



введение

Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на фосфорилированный по S194 человеческий белок FADD, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеальны для исследований апоптоза и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-FADD-S194 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	GIG3; IMD90; MORT1; Фосфо-FADD-S194
Вид	Человек
GeneID (человек)	8772
GeneID	8772
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S194 человеческого белка FADD (NP_003815.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13158
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом