


Фосфо-Fak-Y397 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q05397

Артикул: CM0001945



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на FAK, фосфорилированный по Tyr397. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для изучения интегриновой сигнализации и клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-FAK-Y397 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Фосфо-FAK-Y397
Вид	Человек
GeneID (человек)	5747
GeneID	5747
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05397
Молекулярная масса белка	119 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом