


## Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Fak-Y576/577 Для Вб, Ифа - Q05397

Артикул: CM0001959



### введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, направленное против FAK (фосфорилированного по Tyr576/577) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА при работе с образцами человека. Полезно для изучения сигналинга интегринов, миграции клеток и адгезии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Фосфо-FAK-Y576/577 кроличье пАб                                                                                                    |
| Примечания/Синонимы       | FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y576/577                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| ID гена (человек)         | 5747                                                                                                                               |
| ID гена                   | 5747                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y576 и Y577 человеческого PTK2 (NP_722560.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                                         |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                            |
| SWISS                     | Q05397                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 119 кДа                                                                                                                            |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                                    |