


Фосфо-Fgfr3-Y724 Кролик Раb - P22607

Артикул: CM0001115



введение

Поликлональное антитело кролика, специфичное к фосфорилированному FGFR3 (Tyr724). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA на образцах человека и мыши. Идеально для изучения сигналинга FGFR3 в развитии скелета и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-FGFR3-Y724 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX; Phospho-FGFR3-Y724
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2261
GeneID	2261
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P22607
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом