

Фосфо-Филамин A-S2152 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P21333

Артикул: CM0001772



введение

Фосфо-Филамин A-S2152 поликлональные кроличьи антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА против человеческого, мышиноного и крысиного Филамина А (281 кДа). Идеально подходят для исследований актина цитоскелета, сигнальных путей и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Филамин A-S2152 кроличья rAb
Примечания/Псевдонимы	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Фосфо-Филамин A-S2152
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2316
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21333
Молекулярный вес белка	281 кДа
Доставка	Сумка со льдом