

Кроличыи Rab К Фосфо-Foxo3A-S253 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Артикул: CM0000803



введение

Фосфоспецифические кроличьи поликлональные антитела против FOXO3A (фосфо-Ser253). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный белки. Идеально подходят для изучения апоптоза, аутофагии и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи pAb к фосфо-FOXO3A-S253
Примечания/Псевдонимы	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Фосфо-FOXO3A-S253
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2309
GeneID	2309
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S253 человеческого FOXO3A
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43524
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка-холодильник