


Кроличий Поликлональный Антитело Против Phospho-Foxo3A-S425 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Артикул: CM0001987



введение

Специфическое к фосфорилированию кроличье поликлональное антитело, направленное против фосфорилирования FOXO3A в положении Ser425. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Поддерживает исследования апоптоза и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-FOXO3A-S425 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S425
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2309
GeneID	2309
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S425 человеческого FOXO3A (NP_001446.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43524
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка-холодильник