


Фосфо-Gab1 (Tyr659) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13480

Артикул: CM0001009



введение

Кроличье поликлональное антитело, детектирующее фосфорилированный GAB1 по тирозину 659. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; реагирует с человеческим и мышиным белком. Идеально для исследований сигнальных путей, включающих EGFR, INSR и MET/HGF. Мол. масса ~77 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Фосфо-GAB1-Y659 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DFNB26; Фосфо-GAB1-Y659
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2549
ID гена	2549
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области вокруг Y659 человеческого GAB1 (NP_002030.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13480
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом