


Фосфо-Gata1-S310 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P15976

Артикул: CM0001605



введение

Кроличье поликлональное антитело к фосфорилированному GATA1-S310, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с фосфорилированным по Ser310 GATA1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований эритроидного развития и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GATA1-S310 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, Фосфо-GATA1-S310
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2623
GeneID	2623
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфоспецифичный пептид, соответствующий участку, окружающему S310 белка GATA1 человека
Источник	Кролик
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15976
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом