

Фосфо-Grin2B-Y1474 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вб, Ифа - Q13224

Артикул: CM0001029



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилированный GRIN2B в положении Y1474. Валидировано для ВБ и ИФА с образцами человека. Полезно для изучения сигналинга NMDA-рецепторов, синаптической пластичности и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GRIN2B-Y1474 кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NR3, MRD6, NR2B, hNR3, DEE27, EIEE27, GluN2B, NMDAR2B, Phospho-GRIN2B-Y1474
Вид	Человек
GeneID (человек)	2904
GeneID	2904
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид в области Y1474 человеческого GRIN2B (NP_000825.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13224
Молекулярная масса белка	166 кДа
Доставка	Холодовой пакет