


Фосфо-Специфичное Кроличье Моноклональное Антитело К Gsk3A-S21+Gsk3B-S9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P49840/P49841

Артикул: CM0001729



введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело против GSK3α (S21) и GSK3β (S9). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с кросс-реактивностью к мышинному белку. Идеально для исследований сигнального пути Wnt, инсулинорезистентности и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GSK3α-S21+GSK3β-S9 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	GSK3B; GSK 3 бета; GSK3A; GSK 3 альфа; Phospho-GSK3α-S21+GSK3β-S9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Иммуноген	Синтетический пептид, синтетический фосфорилированный пептид вокруг S21&S9 человеческого GSK3α/GSK3β (NP_063937.2/NP_002084.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Кросс-реактивность	Мышь
SWISS	P49840/P49841
Молекулярная масса белка	51 кДа/46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом