


Фосфо-Gsk3B-S9 Кроличья Моноклональная Антитело Для Вб, Игх-П, Ифа - P49841

Артикул: CM0001592



введение

Фосфо-GSK3β-S9 кроличья моноклональная антитело (P49841) для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Обнаруживает человеческий GSK3β, фосфорилированный по остатку Ser9. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt, инсулинорезистентности и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GSK3β-S9 кроличья моноклональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	GSK3B; gsk-3β; Phospho-GSK3β-S9
Вид	Человек
ID гена (человек)	2932
ID гена	2932
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий району остатка S9 человеческого GSK3 бета (P49841)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49841
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	С пакетом льда