


Фосфо-Gsk3B-S9 Кроличья Rab - P49841

Артикул: CM0000590



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на фосфорилированный Ser9 человеческого GSK3 β , валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для изучения сигнального пути Wnt и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GSK3 β -S9 Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	GSK3B; gsk-3 β ; Фосфо-GSK3 β -S9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2932
ID гена	2932
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49841
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом