

Фосфо-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P49840/P49841

Артикул: CM0001346



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело, детектирующее GSK3 β , фосфорилированный по Y216, и GSK3 α , фосфорилированный по Y279. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, показывает перекрестную реактивность с мышинным белком. Идеально для исследований в области метаболизма глюкозы, сигнального пути Wnt и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Фосфо-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y216&Y279 человеческого GSK3 β /GSK3 α (NP_063937.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P49840/P49841
Молекулярная масса белка	51кДа/46кДа
Доставка	В пакете со льдом