

Фосфо-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Кроличья Поликлональная Антитело - P49840 / P49841

Артикул: CM0001003



введение

Фосфоспецифичная кроличья поликлональная антитело, распознающая GSK3 β -Y216 и GSK3 α -Y279, подходит для ВБ, ИГГ-П и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований инсулинового сигналинга, пути Wnt и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	GSK3B; gsk-3B; Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Вид	Человек
ID гена	2931 / 2932
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Y216/Y279 человеческого GSK3 β /GSK3 α
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49840 / P49841
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Хладоэлемент