


Фосфо-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P49841

Артикул: CM0001216



введение

Фосфоспецифичное антитело против GSK3β (pTyr216) и GSK3α (pTyr279). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Ключевое средство для исследований сигнального пути Wnt, метаболизма глюкозы и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GSK3B; gsk-3β; Phospho-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2931/2932
ID гена	2931/2932
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y216 человеческого GSK3β (NP_001139628)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49841
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом