

Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Hdac4-S246/Hdac5-S259/Hdac9-S220 Для Вб, Игк-П, Ифа — P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Артикул: CM0000428



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, выявляющее HDAC4 (S246), HDAC5 (S259) и HDAC9 (S220) для применения в ВБ, ИГК-П и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований регуляции хроматина и процессов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220 кроличье пАт
Примечания/алиасы	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Phospho-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220
Вид	Человек
GeneID (человек)	9759/10014/9734
GeneID	9759/10014/9734
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфо-специфический пептид, соответствующий остаткам вокруг S246 человеческого HDAC4
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
Молекулярная масса белка	57-65 кДа/97-122 кДа
Доставка	Холодовой пакет