

Фосфо-Hdac4-S632 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P56524

Артикул: CM0001615



введение

Фосфо-HDAC4-S632 кроличье mAb — это специфичное к фосфорилированию антитело, предназначенное для использования в методах Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Оно обнаруживает человеческий HDAC4, фосфорилированный по серину 632, поддерживая исследования в области эпигенетики и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HDAC4-S632 кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Фосфо-HDAC4-S632
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	9759
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S632 человеческого Фосфо-HDAC4-S632 (NP_006028.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56524
Молекулярный вес белка	119 кДа
Доставка	Сумка со льдом