


Фосфо-Hdac4-S632 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн1-Блоттинга - P56524

Артикул: CM0000786



введение

Фосфо-HDAC4-S632 Кроличье Поликлональное Антитело детектирует эндогенные уровни HDAC4, фосфорилированного по серину 632. Валидировано для Вестерн-блоттинга на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HDAC4-S632 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
Вид	Человек
GeneID (человек)	9759
GeneID	9759
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56524
Молекулярная масса белка	119 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом