


Phospho-Hdac8-S39 Rabbit Pab - Q9By41

Артикул: CM0000900



введение

Фосфоспецифическое поликлональное антитело кролика, направленное против HDAC8 в позиции Ser39. Валидировано для ИФ/ИЦК на образцах человека; обнаруживает гистондеацетилазу 8, участвующую в ремоделировании хроматина и транскрипционной репрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-HDAC8-S39 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; Phospho-HDAC8-S39
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55869
ID гена	55869
Иммуноген	Синтетический пептид; фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим S39 человеческого HDAC8
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ИФ/ИЦК
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BY41
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом