


Фосфо-Her2/ErbB2-Y1139 Кроличья Mab Для Вб И Ифа - P04626

Артикул: CM0001343



введение

Фосфо-HER2/ErbB2-Y1139 кроличье моноклональное антитело, валидированное для ВБ и ИФА, специфически детектирует человеческий HER2, фосфорилированный по тирозину 1139. Подходит для исследования сигнальных путей HER2 в онкологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HER2/ErbB2-Y1139 кроличья mAb
Примечания/Альтернативные названия	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Phospho-HER2/ErbB2-Y1139
Вид	Человек
GeneID (человек)	2064
GeneID	2064
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y1139 человеческого ErbB2 (P04626).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04626
Молекулярная масса белка	138 кДа
Доставка	Холодильный пакет