


Фосфо-Гистон H2Ax-S139, Кроличье Моноклональное Антитело, Для Вб, Ип, Иф/Икк, Ифа — P16104

Артикул: CM0000817



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфорилированному Ser139 гистона H2AX (H2A.X). Валидировано для ВБ, ИП, ИФ/ИКК и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований повреждения и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-гистон H2AX-S139, кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	H2A.X; H2A/X; H2AFX
Вид	Человек
ИД гена (человек)	3014
ИД гена	3014
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S139 гистона H2AX человека (NP_002096.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16104
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет