


Кроличье Поликлональное Антитело К Фосфо-Гистону H2Ax-S139 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16104

Артикул: CM0000512



введение

Кроличье поликлональное антитело к фосфо-гистону H2AX-S139 детектирует мишени человека, мыши, крысы. Предназначено для исследований повреждения и репарации ДНК, а также клеточного цикла с помощью методов Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Антитело исследовательского класса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к фосфо-гистону H2AX-S139
Примечания/Альтернативные названия	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Фосфо-гистон H2AX-S139
Вид	Человек
GeneID (Человек)	H2A
GeneID	3014
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг остатка S139 гистона H2AX человека (NP_002096.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16104
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом