


Фосфо-Гистон H3-S10 Кроличий Мат Для Wb, Ihc-P, Ip, Db, Elisa - Q16695 / P68431

Артикул: CM0000771



введение

Высокоспецифичный фосфо-Гистон H3 (Ser10) кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB, IHC-P, IP, DB, ELISA. Реагирует с гистоном H3 человека, мыши, крысы; идеально подходит для эпигенетических исследований и исследований клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Гистон H3-S10 кроличий мат
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом