


Фосфо-Гистон H3-S10/T11 Кроличья Поликлональная Антитело - Q16695 / P68431

Артикул: CM0001434



введение

Фосфо-специфичное кроличье поликлональное антитело, выявляющее гистон H3, фосфорилированный по остаткам Ser10 и Thr11. Валидировано для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК и ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными, крысиными образцами, прогнозируется широкий диапазон перекрестной реактивности. Подходит для исследований динамики хроматина и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-гистон H3-S10/T11 кроличья pAb
Примечания/Синонимы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S10/T11
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S10 и T11 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим