


Фосфо-Гистон H3 (Ser28), Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Артикул: CM0001437



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело к гистону H3, фосфорилированному по остатку Ser28, подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Обнаруживает гистон H3 человека, мыши и крысы, прогнозируется широкая перекрестная реактивность с другими видами. Идеально подходит для исследований хроматина, клеточного цикла и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-гистон H3-S28, кроличья поликлональная антитело
Примечания/Синонимы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S28
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области остатка S28 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом