


Фосфо-Гистон H3-T11 Кроличья Раb - Q16695 / P68431

Артикул: CM0001030



введение

Фосфо-Гистон H3-T11 Кроличья рAb (Q16695/P68431) для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (ИHC-P), ИФ/ИЦК (IF/ICC), ИФА (ELISA). Высокая специфичность к человеку, мыши, крысе и широкий спектр прогнозируемой реактивности. Валидирован для обнаружения фосфорилированного гистона H3 в положении Thr11 в тестикулярных и других клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Гистон H3-T11 Кроличья рAb
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Фосфо-Гистон H3-T11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе T11 человеческого HIST1H3B (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другое (Прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом