


Фосфо-Гистон H3-T3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa — Q16695 / P68431

Артикул: CM0000899



введение

Фосфоспецифическое кроличье поликлональное антитело к треонину-3 фосфорилированного гистона H3. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует гистон H3 человека, мыши и крысы с прогнозируемой широкой перекрестной реактивностью. Идеально подходит для исследования хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-гистон H3-T3 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T3
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T3 гистона HIST1H3A человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другая (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовая упаковка