


Фосфо-Гистон H3-T32 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, ИГХ-П, Ифа - Q16695 / P68431

Артикул: CM0000649



введение

Фосфо-Гистон H3-T32 Кроличья рAb (AP0897) — это поликлональное антитело кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Нацелено на фосфорилированный Thr32 гистона H3. Идеально для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Гистон H3-T32 Кроличья рAb
Примечания/Альтернативные названия	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Фосфо-Гистон H3-T32
Вид	Человек
GeneID (Человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом