


Фосфо-Гистон H4-S1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вб, Ифа - P62805

Артикул: CM0001131



введение

Фосфо-гистон H4-S1 кроличье поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человека, мышь, крысу и другие виды. Подходит для исследований хроматина и модификаций гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-гистон H4-S1 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Phospho-Histone H4-S1
Вид	Человек
GeneID (человек)	H4
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг S1 гистона H4 человека (NP_003529.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (широкий спектр, прогнозируется)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Сумка-холодильник