


Кроличья Рab К Фосфо-Hsf1-S326 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q00613

Артикул: CM0001873



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого HSF1, фосфорилированного по серину 326. Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА в исследованиях теплового шока, регуляции транскрипции и стресса. Обнаруживает полосу 57 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-HSF1-S326 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HSTF1; Phospho-HSF1-S326
Вид	Человек
GeneID	3297
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S326 человеческого HSF1 (NP_005517.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q00613
Молекулярный вес белка	57kDa
Доставка	Сухой лед