


Фосфо-Hsp27/Hspb1-S15 Кроличьи Mab - P04792

Артикул: CM0001014



введение

Специфический к фосфо-группам кроличий моноклональный антитело, направленный против HSP27/HSPB1 в позиции Ser15. Валидирован для WB, IF/ICC, ELISA. Подходит для образцов человека, обнаруживает белок 23 кДа. Идеально подходит для изучения стресс-ответа и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HSP27/HSPB1-S15 кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Фосфо-HSP27/HSPB1-S15
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3315
GeneID	3315
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S15 человеческого HSP27/HSPB1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04792
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом