


Фосфо-Hsp27/Hspb1-S82 Кроличья Поликлональная Антитело - P04792

Артикул: CM0000434



введение

Фосфо-HSP27/HSPB1-S82 кроличья поликлональная антитело выявляет эндогенный фосфорилированный HSP27 в положении Ser82. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИHC-P, IP и ИФА. Идеально подходит для исследований стресс-ответа, шаперонной активности и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HSP27/HSPB1-S82 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S82
Вид	Человек
GeneID (человек)	3315
GeneID	3315
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S82 человеческого HSP27/HSPB1 (NP_001531.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04792
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Сумка-холодильник